


УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГКП на ПХВ
«Степногорская многопрофильная
городская больница»

Ищукова О.М.



Протокол № 46

Об итогах закупа медицинских изделий способом запроса ценовых предложений

г. Степногорск

15:00

09.08.2019 г.

Закуп осуществляется на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан №1729 от 30 октября 2009 года, с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30.05.2019 № 347 (далее-Правила).

Присутствовали:

Комиссия по выбору поставщика лекарственных средств и изделий медицинского назначения на основании приказа главного врача № 223 от 05.08.2019 г., в следующем составе:

Председатель комиссии:

Ищукова О.М. – главный врач

Члены комиссии:

Мамазаирова Ж.Т. – и.о. заместителя главного врача

Картабаева А.А. – и. о. заведующая аптекой

Секретарь комиссии:

Шорохова В. Г. – ведущий менеджер ГЗ

Члены комиссии присутствуют все.

2. Кворум соблюден, на заседании присутствует 100% процентов общего числа членов комиссии.

3. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений.

№ пп	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Дата и время предоставления заявок	
1	ТОО «Экофарм»	г.Кокшетау, ул. Заречная 1	02.08.2019	10:28
2	ТОО «АРША»	г. Кокшетау, микрорайон ВАСИЛЬКОВСКИЙ, дом №12 «А»	02.08.2019	10:28
3	ТОО «ЛебТехМед СКО»	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Жамбыла, 174, каб. 29	02.08.2019	17:00
4	ТОО «ГЕЛИКА»	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Парковая, 57 А	07.08.2019	08:17

4. Информация о выделенных суммах по лотам: указана в **Приложении №1** к настоящему протоколу.

Экземпляр

Перечень закупаемых товаров

№ п/п	Медицинские изделия	Характеристика	Ед.и ЗМ	Кол- во	Цена	Сумма
1	Прибор для измерения артериального давления (АД) Тонометр механический с манжетами, со стетоскопом поверенным, с принадлежностями в комплекте, для применения в лечебно-профилактических учреждениях. Размеры манжеты 25-40 см.	Технические характеристики: Диапазон измерения давления: от 20 до 300 мм.рт.ст. Погрешность измерения: +/- 3 мм., Материал манометра: металл. Диаметр циферблата манометра: 45 мм. Клапан травления: металлический, игольчатый. Фильтр обратного клапана: есть. Манжета без металлического кольца. Масса прибора: 237 г. Размер: 115 x 185 x 75 мм (потребительская упаковка). Манжета: Размер манжеты: 25-40 см. Количество трубок: 2. Материал манжеты: нейлон. Материал камеры манжеты: ТПУ. Условия эксплуатации приборов: Температура окружающего воздуха от + 10 до + 40° С. Относительная влажность: не выше 85%. Атмосферное давление: от 86 до 106 кПА. Комплектность: Манометр с нагнетателем. Манжета Руководство по эксплуатации. Сумочка. Упаковка. Наличие: Сертификата о поверке.	шт	34	6300	214200
2	Прибор для измерения артериального давления (АД) Тонометр механический с манжетами, со стетоскопом поверенным, с принадлежностями в комплекте, для	Диапазон измерений от 20 до 300 мм рт.ст., цена деления шкалы +/-3 мм рт.ст. допустимая основная погрешность в любой точке шкалы составляет 3 мм рт.ст. Условия эксплуатации при температуре от +10°С до +40°С градусов по Цельсию и относительной влажности 85% и ниже. Состав. Тонометр механический, стетоскоп поверенный, точный сертифицированный манометр на 3000 ммрс гарантирует точность измерения с минимальной погрешностью +/-3 мм рс благодаря контрастному циферблату, облегчающему фиксирование данных. Литый цинковый корпус манометра покрыт текстурной эмалью и	шт	11	6300	69300

применения в
лечебно-
профилактических
учреждениях.

**Размеры манжеты
33-46 см.**

оснащен тяжелой клипсой, что позволяет легко прикрепить манометр к манжете. Диаметр циферблата манометра 45 мм., клапан травления металлический, игольчатый, размер 86x45x45 мм. Манжета: изготовлена из высокомолекулярного полимерного нейлона. **Размеры манжеты 33-46 см.**, бирка артериального индикатора, идентификационный номер обеспечивает надлежащие характеристики для лучшего измерения артериального давления. Двойная бесшовная цельная надувная сумка изготовлена из не трескающегося, не липнущего плотного гипоаллергенного ПВХ без содержания латекса, Количество трубок 2.

Луковица и вентиль: Вкручивающийся вентиль из хромированной латуни. Надувная луковица изготовлена из не царапающегося, антипригарного высокоплотного гипоаллергенного ПВХ не содержащего латекс.

Вес прибора не более 500 гр., размер прибора 175x100x70.

Комплектность: манометр, манжета, нагнетатель, обратный клапан, воздушный клапан, стетоскоп, сумочка-нейлоновый чехол на молнии, руководство по эксплуатации.

Наличие: Сертификата о поверке.

Итого: 283 500 (двести восемьдесят три тысячи пятьсот) тенге 00 тиын

5. Конверты с новыми предложениями потенциальных поставщиков вскрыты в присутствии представителей поставщиков: информация о ценовых предложениях оглашена всем присутствующим и указана в **Приложении №2** к настоящему протоколу.

№ п/п	Медицинские изделия	Характеристика	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма	Цена ТО	Сумма ТО	Цена ТО	Сумма ТО	Цена ТО	Сумма ТО	Цена ТО	Сумма ТО
1	Прибор для измерения артериального	Технические характеристики: Диапазон измерения давления: от 20 до 300 мм.рт.ст.	шт	34	6300	214200	Экофарм	Экофарм	Арша	Арша	ЛаБТех	ЛаБТех	ЛаБТех	ЛаБТех
								209100	5560	189040	5243	178262	4610	156740

<p>давления (АД) Тонометр механическ ий с манжетами, со стетоскопо м поверенным , с принадлежн остями в комплекте, для применения в лечебно- профилакти ческих учреждения х. Размеры манжеты 25-40 см.</p>	<p>Погрешность измерения: +/- 3 мм., Материал манометра: металл. Диаметр циферблата манометра: 45 мм. Клапан травления: металлический, игольчатый. Фильтр обратного клапана: есть. Манжета без металлического кольца. Масса прибора: 237 Г. Размер: 115 x 185 x 75 мм (потребительская упаковка). Манжета: Размер манжеты: 25-40 см. Количество трубок: 2. Материал манжеты: нейлон. Материал камеры манжеты: ТПУ. Условия эксплуатации прибор: Температура окружающего воздуха от + 10 до + 40° С. Относительная влажность: не выше 85%. Атмосферное давление: от 86 до 106 кПа. Комплектность: Манометр с нагнетателем. Манжета Руководство по эксплуатации. Сумочка. Упаковка. Наличие: Сертификата о поверке</p>										
<p>2 Прибор для измерения артериальн ого давления (АД) Тонометр механическ ий с манжетами,</p>	<p>Диапазон измерений от 20 до 300 мм рт.ст., цена деления шкалы +/-3 мм рт.ст. допустимая основная погрешность в любой точке шкалы составляет 3 мм рт.ст. Условия эксплуатации при температуре от +10°С до +40°С градусов по Цельсию и относительной влажности 85% и ниже.</p>	шт	11	6300	69300	6090	66990	6278	69058	3276	36036

Ашот

СО стетоскоп М поверенным , с принадлежн остями в комплекте, для применения в лечебно- профилакти ческих учреждения х. Размеры манжеты 33-46 см.	Состав. механический, поверенный, сертифицированный манометр на 3000 ммрс гарантирует точность измерения с минимальной погрешностью +/-3 мм рс благодаря контрастному циферблату, облегчающему фиксирование данных. Литый цинковый корпус манометра покрыт текстурной эмалью и оснащен тяжелой клипсой, что позволяет легко прикрепить манометр к манжете. Диаметр циферблата манометра 45 мм., клапан травления металлический, игльчатый, размер 86x45x45 мм. Манжета: изготовлена из высокомолекулярного полимерного нейлона. Размеры манжеты 33-46 см. , бирка артериального индикатора, идентификационный номер обеспечивает надлежащие характеристики для лучшего измерения артериального давления. Двойная бесшовная цельная надувная сумка изготовлена из не трескающегося, не липнущего плотного гипо аллергенного ПВХ без содержания латекса, Количество трубок 2. Луковича и вентиль: Вкручивающийся вентиль из хромированной латуни. Надувная луковича изготовлена из не
---	---

царапающегося, антиригарного высокоплотного ПВХ не аллергенного содержащего латекс. Вес прибора не более 500 гр., размер прибора 175x100x70. Комплектность: манометр, манжета, нагнетатель, обратный клапан, воздушный клапан, стетоскоп, сумочка-нейлоновый чехол на молнии, руководство по эксплуатации. Наличие: Сертификата о поверке.

Комиссия РЕШИЛА:

1. Согласно п. 112 Главы 10 Правил по лотам № 1, № 2 признать победителем ТОО «Гелика», Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Парковая, 57 А, способом запроса ценовых предложений на сумму 192 776 (сто девяносто две тысячи семьсот семьдесят шесть) тенге 00 тиын.
2. Запросить документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным п. 113 Главы 10 Правил. В случае их соответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям заключить договор.

3. Секретарю комиссии Шороховой В. Г. разместить текст данного протокола об итогах на сайте <http://stepgb.akmol.kz/>, направить уведомление потенциальному поставщику.

За данное решение проголосовали:

За 3 голоса (против – нет, воздержавшихся – нет).

Председатель комиссии:

Ищукова О.М. – главный врач

Члены комиссии:

Мамазаирова Ж.Т. – и.о. заместителя главного врача
Картабаева А.А. – и.о. заведующая аптекой

Секретарь комиссии:

Шорохова В. Г. – ведущий менеджер ГЗ